

FABBRICANTE

JIANGSU JINLU GROUP MEDICAL DEVICE CO., LTD
Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiagsu Province, CHINA
tel.+86-512-58100125



NOME & INDIRIZZO DELL'ENTE DI CERTIFICAZIONE CHE HA EMESSO L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE
UNIVERSAL CERTIFICATION NB2163
www.universalcert.com

CE 2163

Model Name: KN95 JINLU

EN149:2001+ A1:2009 - FFP2 NR

Dispositivo di protezione individuale di Classe III


IT
FOGLIETTO ILLUSTRATIVO
MASCHERINA ANTIPOLVERE - MASCHERINA FILTRANTE CONTRO LE PARTICELLE

Fare riferimento all'etichetta/marcature sul prodotto per informazioni dettagliate sulle norme corrispondenti. Sono applicabili solo le norme e le icone che appaiono sia sul prodotto sia sul foglietto illustrativo di seguito. Tutti questi prodotti sono conformi ai requisiti del Regolamento (UE 2016/425) e alla norma EN149:2001+A1:2009

DESCRIZIONE :

Questa mascherina è classificata in base alla sua efficienza di filtrazione e alla sua perdita totale massima verso l'interno. La scelta della mascherina è da effettuarsi in funzione del tipo di sostanza contaminante, della sua concentrazione, (cfr. scheda di sicurezza) e del fattore di protezione assegnato (FPA) secondo la legislazione nazionale. Per ulteriori informazioni consultare la norma EN529 (Raccomandazioni) per la scelta, l'utilizzo, la manutenzione e la conservazione).

La mascherina in oggetto è un dispositivo di protezione individuale di categoria III in conformità con l'allegato I del Regolamento (UE) 2016/425. Rispetta i requisiti della norma Armonizzata "EN 149:2001+A1:2009 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura". Sulla base della norma la mascherina è DPI di categoria III e classe FFP2 NR.

NR = non riutilizzabile.

DATI TECNICI :

Classificazione: FFP2 NR
Materiali: polipropilene strati: 5
Temperature di conservazione e utilizzo: + 5°C + 38°C
Taglia: Unica - si adatta ai diversi profili morfologici del viso grazie alle specifiche del materiale, il nasello e degli elastici.

ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Lavarsi bene le mani
2. Aprire la confezione ed estrai la mascherina
3. Tenere la mascherina preformata nel palmo della mano, con la barretta nasale verso l'alto e gli elastici di regolazione pendenti.
4. Posizionare la mascherina sotto al mento, coprire la bocca e il naso.
5. Prendere la fascia elastica destra e passarla dietro l'orecchio destro, e l'elastico sinistro dietro l'orecchio sinistro.
6. Premere con le due mani la barretta nasale intorno al naso per garantire una perfetta aderenza.
7. Controllare la tenuta ermetica espirando forte e verificare che sul perimetro del respiratore non ci sia nessuna perdita d'aria. Riaggiustare se necessario e ricontrrollare.
Questa mascherina non può essere utilizzata per oltre un giorno lavorativo (NR). Questa mascherina può essere utilizzata una sola volta (nessuna manutenzione). Togliere la mascherina dal suo imballo solo prima dell'utilizzo. Utilizzare soltanto quando la concentrazione di contaminanti non rappresenta un pericolo immediato per la vita o la salute e soltanto conformemente alle norme applicabili in materia di salute e di sicurezza. Prima di ogni utilizzo della mascherina, verificarne l'integrità, la data limite d'utilizzo (riportata sulla scatola).
8. Gettare dopo l'uso.

LIMITI D'UTILIZZO:

Non utilizzare al di fuori del campo di utilizzo definito nel presente foglietto illustrativo. Il contatto con la pelle potrebbe provocare reazioni allergiche su soggetti particolarmente sensibili. In questo caso, lasciare la zona a rischio, togliere la mascherina e consultare un medico.
È inoltre assolutamente vietato:

- L'utilizzo della mascherina come dispositivo medico.
- L'utilizzo del DPI da soggetti che non hanno letto attentamente il manuale.
- L'utilizzo da parte di soggetti allergici alle sostanze cui è composto il prodotto.
- L'utilizzo da parte di bambini in attività ludiche.
- Applicare la mascherina sulla pelle lesa o su una ferita.
- Applicare il DPI su parti del corpo diverse dal viso.

- AVVERTENZE:

- Chi indossa questa mascherina deve aver previamente ricevuto adeguata formazione e aver preso visione del presente foglietto illustrativo.
- Utilizzare la mascherina in zone ben areate, con presenza di ossigeno (> 19.5%) e non in atmosfere esplosive.
- La mascherina deve essere perfettamente posizionata per garantire il livello di protezione previsto. Non utilizzare se i peli del viso (barba, basette) impediscono la perfetta aderenza della mascherina e lasciano la possibilità di perdite;
- Abbandonare immediatamente la zona a rischio se la respirazione diventa difficile e/o se si provano stordimenti o malessere
- Non modificare in nessun modo questo dispositivo e gettare se danneggiato in alcuna sua parte;
- Questa maschina NON PROTEGGE chi l'utilizza come protezione da gas, vapori o solventi di pitture spray;
- Il mancato rispetto del presente foglietto di istruzioni può provocare danni alla salute dell'utilizzatore ed esporlo a seri traumi, o mettere in pericolo la sua vita.

RISCHI RESIDUI

È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al DPI. Qualsiasi danno derivante dall'utilizzo del dispositivo, modificato impropriamente da un operatore non autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità.

- Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del DPI.
- Nel caso la struttura del dispositivo presenti deformazioni a seguito di un urto accidentale, quale potrebbe essere uno sfregamento contro un materiale abrasivo, tali da renderlo o presupporlo pericoloso e/o inutilizzabile, è necessario contattare l'assistenza autorizzata e seguire le loro indicazioni o procedere a sostituirlo con uno nuovo
- Il DPI ha una scadenza e non deve essere utilizzato MAI se risulta scaduto.

0

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO E IL TRASPORTO:

Quando non in uso, trasportare nella confezione originale. Stoccare al fresco, all'asciutto, al riparo dal gelo e dalla luce, nella sua confezione originale (-30°C/+40°C - HR<80%). La durata di conservazione in ottemperanza alle suddette condizioni è di 2 anni. Prima di conservare il DPI verificare che sia pulito.
- Conservare il DPI in ambienti interni freschi, lontano da agenti atmosferici e getti di vapore.
- Conservare il DPI lontano da fonti di calore, fiamme libere e dal diretto irraggiamento del sole

SMALTIMENTO :

Al termine dell'utilizzo del DPI procedere con il suo smaltimento. I materiali di costruzione dei DPI non richiedono particolari procedure di smaltimento. È necessario fare riferimento alle norme locali per lo smaltimento dei rifiuti in indifferenziati. In caso di utilizzi particolari, fare riferimento allo smaltimento di rifiuti speciali.
Non disperdere o abbandonare per alcuna ragione il prodotto all'ambiente.



TEMPERATURE RANGE OF STORAGE CONDITIONS



0-80% RH

MAXIMUM RELATIVE HUMIDITY OF STORAGE CONDITIONS

MADE IN CHINA