

AENOR

Certificado de Examen UE de Tipo EU Type-Examination Certificate

A18/000453

AENOR, como organismo notificado (nº 0099) para el Reglamento (UE) 2016/425, ha emitido este certificado a favor de
In compliance with Regulation (EU) 2016/425, the notified body AENOR (nº 0099) has issued this certificate to

BUSSOLINI DESIGN SPA

Domicilio social / Registered office VIA FEDERICO II DI SVEVIA, KM 35, 450 70023 GIOIA DEL COLLE (Bari - Italia)

para el producto / for the product Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. / Respiratory protection devices. Half filter masks to protect against particles.

conforme con el Reglamento in compliance with Regulation Reglamento UE 2016/425 de Equipos de Protección Individual (Regulation EU 2016/425 on Personal Protective Equipment)

Norma armonizada / Harmonized standard EN 149:2001+A1:2009

Más información en el anexo / See annex for more information.

Centro de producción / Production site VIA FEDERICO II DI SVEVIA, KM 35, 450 70023 GIOIA DEL COLLE (Bari - Italia)

Esquema de evaluación Assessment scheme Anexo V (Examen UE de Tipo – Módulo B) del Reglamento (UE) 2016/425. El tipo del EPI cumple los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables. Este certificado se utilizará únicamente en relación con uno de los procedimientos de evaluación de la conformidad a que se hace referencia en el artículo 19, letra c) del Reglamento (UE) 2016/425.

Annex V (EU Type-examination – Module B) of Regulation (EU) 2016/425. The PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements. This certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred to in point (c) of Article 19 of Regulation (EU) 2016/425.

Fecha de emisión / First issued on 2021-05-18
Fecha de expiración / Validity date 2026-05-18



Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de control acreditado por ENAC con acreditación N° 1/C-PR354
Control body accredited by ENAC. Accreditation number 1/C-PR354

AENOR

Certificado de Examen UE de Tipo EU Type-Examination Certificate

A18/000453

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Norma armonizada / Harmonized standard EN 149:2001+A1:2009

Marca Comercial / Trade Mark	Referencia / Reference	Clasificación / Classification	Descripción / Description	Color / Colour
MASKERMO	MASK 6	FFP3 NR	MEDIA MASCARILLA, DE CINCO CAPAS DE FILTRADO, DOS LAZOS FIJOS DE SUJECIÓN A OREJAS CON GANCHO DE AJUSTE. TIPO PLEGABLE. DISEÑADA PARA PROTEGER CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS O LÍQUIDAS SUSPENDIDAS EN EL AIRE. NO REUTILIZABLE / FILTERING HALF MASK, FIVE FILTERING LAYERS, TWO EARLOOPS WITH ADJUSTING HOOK. FOLDING STYLE. DESIGNED TO PROTECT AGAINST AIRBORNE SOLID OR LIQUID PARTICLES. NON-REUSABLE.	Blanco / White
MASKERMO	MASK 6N	FFP3 NR	MEDIA MASCARILLA, DE CINCO CAPAS DE FILTRADO, DOS LAZOS FIJOS DE SUJECIÓN A OREJAS, DE TIPO PLEGABLE. DISEÑADA PARA PROTEGER CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS O LÍQUIDAS SUSPENDIDAS EN EL AIRE. NO REUTILIZABLE / FILTERING HALF MASK, FIVE FILTERING LAYERS, TWO EARLOOPS, FOLDING STYLE. DESIGNED TO PROTECT AGAINST AIRBORNE SOLID OR LIQUID PARTICLES. NON-REUSABLE.	Blanco / White
MASKERMO	MASK 6V	FFP3 NR	MEDIA MASCARILLA FILTRANTE, CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN, DE CINCO CAPAS DE FILTRADO, DOS LAZOS FIJOS DE SUJECIÓN A OREJAS CON GANCHO DE AJUSTE. TIPO PLEGABLE. DISEÑADA PARA PROTEGER CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS O LÍQUIDAS SUSPENDIDAS EN EL AIRE. NO REUTILIZABLE / FILTERING HALF MASK, WITH EXHALATION VALVE, FIVE FILTERING LAYERS, TWO EARLOOPS WITH ADJUSTING HOOK. FOLDING STYLE. DESIGNED TO PROTECT AGAINST AIRBORNE SOLID OR LIQUID PARTICLES. NON-REUSABLE	Blanco / White
MASKERMO	MASK 6VN	FFP3 NR	MEDIA MASCARILLA FILTRANTE, CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN, DE CINCO CAPAS DE FILTRADO, DOS LAZOS FIJOS DE SUJECIÓN A OREJAS, DE TIPO PLEGABLE. DISEÑADA PARA PROTEGER CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS O LÍQUIDAS SUSPENDIDAS EN EL AIRE. NO REUTILIZABLE / FILTERING HALF MASK, WITH EXHALATION VALVE, FIVE FILTERING LAYERS, TWO EARLOOPS, FOLDING STYLE. DESIGNED TO PROTECT AGAINST AIRBORNE SOLID OR LIQUID PARTICLES. NON-REUSABLE	Blanco / White

Fecha de emisión / First issued on 2021-05-18
Fecha de expiración / Validity date 2026-05-18

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de control acreditado por ENAC con acreditación N° 1/C-PR354
Control body accredited by ENAC. Accreditation number 1/C-PR354